



# AXSOL



AIDES TECHNIQUES

## COUSSIN RELEVEUR POUR FAUTEUIL ROULANT MANUEL

### SITNSTAND



Usage  
intérieur  
et  
extérieur



Transport  
facile



Sans  
assistance



RÉF. 825 102

#### CARACTÉRISTIQUES :

Temps gonflage /  
dégonflage  
de l'assise :  
**env. 20 sec**

Mécanisme de  
contrôle :  
bouton poussoir ↑ et  
↓

Capacité gonflage :  
**1.7L/sec**

Hauteur maximum de  
gonflage du coussin :  
**20 cm**

Type de batterie :  
**Lithium Ion 14,4V - 2,6  
Ah**

Capacité batterie :  
**300 cycles**

Autonomie :  
**minimum 50  
gonflages**

Chargement batterie  
conseillé tous les 4 à 6  
jours.

## Un pas de plus vers l'indépendance

Le coussin releveur pour fauteuil roulant manuel SitnStand se pose sur la majorité des modèles de fauteuil roulant. Il est fourni avec un coussin à mémoire de forme viscoélastique pour un meilleur confort.



L'installation du coussin est facile, il suffit de poser le SitnStand plié sur le siège du fauteuil roulant et de glisser la partie arrière (celle qui contient l'unité d'alimentation) entre le dossier et le siège. Ensuite, placez les sangles de la partie arrière sur les poignées du fauteuil roulant et serrez les.

#### DIMENSIONS :

Assise dégonflée :  
**40x45x6 cm**

Assise gonflée :  
**40x45x20 cm**

Largeur assise :  
**45 cm**

Hauteur de levage  
maximum :  
**16 cm**

Sac de transport (en  
option) :  
**42x54x14 cm**

Poids :  
**3,5 kg (avec carton  
4kg)**

Capacité :  
**120 kg**



Sans le SitnStand



Avec le SitnStand



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES

Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : [infos@axsol.fr](mailto:infos@axsol.fr)

[www.axsol.fr](http://www.axsol.fr)